


BEAUTIFLY

Therm Body Revive

Golden

series


Masażer bańka
Cupping massager
Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifuly.eu  @beautifuly.eu  beautifuly.eu

 /beautifulyeu  @beautifuly.eu


f1




f2




f3




f4



f5



f6



f7

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:
www.beautifly.eu/do-pobrania

More information about the product is available on the manufacturer's website at:
www.beautifly.eu/do-pobrania



| | |
|---------------------|----------------|
| Napięcie wejściowe: | 5V/1A |
| Rozmiar: | 130*86*58 |
| Waga: | 316 g |
| Czas ładowania: | 4 godz |
| Czas pracy: | 15 minut |
| Rodzaj baterii: | bateria litowa |
| Pojemność baterii: | 2500 mAh |

W zestawie [patrz strona 2. f1]

1. Urządzenie
2. Instrukcja obsługi
3. Karta gwarancyjna
4. Kabel ładujący USB
5. Nakładki do masażu próżniowego

Opis urządzenia [patrz strona 2. f2]

1. Port ładowania
2. Filtr cząstek stałych
3. Kompres

Wyswietlacz [patrz strona 2. f3]

1. Wskaźnik liczbowy
2. Wskaźnik baterii
3. Wskaźnik ogrzewania
4. Wskaźnik ciśnienia
5. Wskaźnik tętna

Panel operacyjny [patrz strona 2. f4]

1. Wł./Wyl
2. Przycisk nacisku
3. Przycisk ogrzewania
4. Przycisk intensywności +
5. Przycisk intensywności -

Opis panelu sterowania [patrz strona 2. f5]

1. Wł./Wyl. — naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, krótkie naciśnięcie powoduje zmianę intensywności podciśnienia (poziomy 1-5)
2. Utrzymanie ciśnienia/zwolnienie ciśnienia — krótkie pojedyncze naciśnięcie powoduje utrzymanie ciśnienia, ponowne krótkie naciśnięcie powoduje zwolnienie ciśnienia, ponowne krótkie naciśnięcie wywoła powstanie podciśnienia.
3. Ogrzewanie — krótkie naciśnięcie przycisku ogrzewania umożliwia ustawienie temperatury na 40°C, 45°C, 50°C (poziomy 1-3).
4. Przycisk ujemnego ciśnienia — naciśnij przycisk, aby włączyć, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
5. Przycisk intensywności nacisku — naciśnij przycisk, aby włączyć i ustawić intensywność (poziomy 1-5)

Instrukcja obsługi

1. Naciśnij przycisk „wł./wyl.” przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij krótko przycisk, aby wybrać odpowiedni dla siebie poziom intensywności (poziomy 1-5).
2. Jeśli potrzebujesz włączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk „Ogrzewanie” i wybierz odpowiedni dla siebie poziom (poziomy 1-3).
3. Po użyciu naciśnij krótko „Utrzymaj ciśnienie/zwolnij ciśnienie” i zwolnij nacisk, aby zdjąć urządzenie.

Instrukcje - masaż z akcesoriami [patrz str. 3. f6]

1. Naciśnij przycisk „wł./wyl.” przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie i dopasować odpowiednią przyssawkę.
2. Dopasuj przyssawkę do urządzenia, a następnie wybierz odpowiednią intensywność masażu.
3. Po użyciu odciągnij zawór nadmiarowy ciśnienia na urządzeniu i usuń go.
4. Naciśnij przycisk „wł./wyl.” przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Przechowywanie

- Utrzymuj urządzenie suche i czyste z dala od dzieci.
- Przechowuj z dala od wysokich temperatur.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu.

Czyszczenie

- Utrzymuj urządzenie w czystości. Do codziennej konserwacji używaj neutralnego detergentu i miękkiej ściereczki. Nie czyść urządzenia rozpuszczalnikami organicznymi ani innymi chemikaliami. Nie splukuj wodą.
- Unikaj mycia pod wysokim ciśnieniem i nie czyść twardymi przedmiotami, by nie zarysować powierzchni.

Środki ostrożności i bezpieczeństwo

- Środowisko pracy urządzenia powinno być dobrze wentylowane, temperatura powinna być utrzymywana na poziomie 5°C~40°C, a wilgotność 30%~85%.
 - Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń elektrycznych, źródeł promieniowania elektrycznego o wysokiej częstotliwości itp., aby uniknąć zakłóceń podczas użytkowania.
 - Pod żadnym pozorem nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
 - Podczas pierwszego użycia czas powinien być kontrolowany (5-15 min). Należy też zwrócić uwagę na częstotliwość. Nadmierne użycie może powodować dyskomfort. W przypadku uczucia dyskomfortu należy usunąć urządzenie.
 - W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z serwisem.
- ### Ostrzeżenia i przeciwwskazania
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, przetrzyj i włącz je, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. Następnie naładuj urządzenie. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z serwisem.
 - Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca, nie mogą używać urządzenia.

- Używanie urządzenia w pobliżu sprzętu do obróbki fal krótkich lub mikrofalowych (np. 1 M) może powodować niestabilność wyjścia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia w czasie ciąży i okresie menstruacyjnym.
- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie zanurzaj urządzenia w żadnym płynie i nie wycieraj produktu mokrą szmatką.
- Wyłącz zasilanie przed ładowaniem urządzenia.
- Podłącz do USB w celu ładowania. Podczas ładowania z urządzenia nie da się korzystać.
- Niewłaściwe użycie lub regulacja urządzenia może unieważnić gwarancję serwisową.
- Osoby z ranami, złamaniami, bliznami, nowotworem, żylakami i z miejscową słabą elastycznością skóry, nie mogą używać urządzenia.
- Osoby z poważnymi chorobami serca, wątroby, nerek lub z wysoką gorączką nie powinny korzystać z urządzenia.

Więcej informacji o produkcie dostępnych jest na stronie producenta pod adresem:

[patrz str. 3, f7]

| | |
|-------------------|-----------------|
| Input voltage: | 5V/1A |
| Size: | 130*86*58 |
| Libra: | 316g |
| Charging time: | 4 hours |
| Working time: | 15 minutes |
| Battery type: | lithium battery |
| Battery capacity: | 2500mAh |

Included [see page 2. f1]

1. Device
2. User manual
3. Warranty card
4. USB charging cable
5. Vacuum massage pads

Device description [see page 2. f2]

1. Charging port
2. Particulate filter
3. Compress

Panel display [see page 2. f3]

1. Numerical indicator
2. Battery indicator
3. Heating indicator
4. Pressure indicator
5. Heart rate indicator

Operation panel [see page 2. f4]

1. On/Off
2. Pressure button
3. Heating button
4. Intensity + button
5. Intensity button -

Control panel description [see page 2. f5]

1. On/Off - press and hold for 3 seconds to turn on the device. A short press changes the vacuum intensity, from 1 to 5 levels.
2. Pressure Hold/Pressure Release - the first short press holds pressure, the second short press releases pressure, and the third short press creates a vacuum.
3. Heating - short press of the heating button changes the temperature from level 1 to level 3. (40°C, 45°C, 50°C)
4. Negative pressure button - press the button to turn on, press again to turn off.
5. Pressure intensity button - press the button to turn on, short press changes the intensity, between 1 and 5 levels of intensity.

User manual

1. Press the "on/off" button for 2 seconds to turn on the device, then short press the button to select the intensity level that suits you, from level 1 to level 5.
2. If you need to turn on the heating function, press the "Heating" button and select a level from 1 to 3 levels that is suitable for you.
3. After use, short press "Pressure/Release" and release the pressure to turn off the device.

Instructions - massage with accessories [see page 3. f6]

1. Press "on/off" for 2 seconds to turn on the device and select the appropriate suction cup.
2. Fit the suction cup to the device, and then select the appropriate massage intensity.
3. After use, pull back the pressure relief valve on the device and remove it.
4. Press "on/off" for 2 seconds to turn off the device.

Storage

- Keep the device dry and clean, out of the reach of children.
- Store away from high temperatures.
- Store the device in a cool, dry place.

Cleaning

- Keep the device clean. For daily maintenance, clean it with a neutral detergent and a soft cloth. Do not clean the device with organic solvents or other chemicals. Do not rinse it with water.
- Avoid high pressure washing and scratching the surface of the product with hard objects.

Precautions and safety

- The operating environment of the device should be well ventilated, the temperature should be kept at 5°C~40°C, and the humidity should be 30%~85%.
- Keep the device away from electrical appliances, sources of high-frequency electrical radiation, etc., to avoid interference during use.
- Under no circumstances should you disassemble, repair or modify the device.
- When using for the first time, time should be controlled (5-15 min). Moreover, pay attention to the frequency. Excessive use may cause discomfort. Stop using the device if you feel uncomfortable.
- In case of incorrect operation of the device, stop using it immediately and contact the service.

Warnings and contraindications

- If the device has not been used for a long time, wipe it down and turn it on to check if it works properly. Then charge it. If any irregularities occur, contact the service.
- Persons with implanted electronic devices, such as pacemakers, must not use the device.
- Using the device near a short wave or microwave processing device (eg 1M) may cause the output of the device to become unstable.
- Do not use this device during pregnancy and menstruation.
- Keep the device and its accessories out of the reach of children.
- Do not immerse the device in any liquid and do not wipe the product with a wet cloth.
- Please turn off the power before charging the device.
- Connect to USB for charging. The device cannot be used while it is charging.
- Improper use or adjustment of the device may void the service warranty.
- Persons with wounds, fractures, scars, cancer, varicose veins and local poor skin elasticity, must not use the device.
- Persons with serious heart, liver, kidney diseases or high fever, must not use the device.

More information about the product is available on the manufacturer's website at: [see page 3, f7]

| | |
|--------------------------|------------------|
| Voltaje de entrada: | 5V/1A |
| Tamaño: | 130*86*58 |
| Libra: | 316 g |
| Tiempo de carga: | 4 horas |
| Tiempo de trabajo: | 15 minutos |
| Tipo de batería: | Batería de litio |
| Capacidad de la batería: | 2500mAh |

Incluido [ver página 2. f1]

1. Dispositivo
2. Manual del usuario
3. Tarjeta de garantía
4. Cable de carga USB
5. Almohadillas de masaje al vacío

Descripción del aparato [ver página

2. f2]
1. Puerto de carga
2. Filtro de partículas
3. Comprimir

Pantalla [ver página 2. f3]

1. Indicador numérico
2. Indicador de batería
3. Indicador de calentamiento
4. Indicador de presión
5. Indicador de frecuencia cardíaca

Panel de operación [ver página 2. f4]

1. Encendido/Apagado
2. Botón de presión/liberación
3. Botón de calentamiento
4. Botón de intensidad +
5. Botón de intensidad -

Descripción del panel de control [ver página 2. f5]

1. Encendido/Apagado - mantenga presionado durante 3 segundos para encender el dispositivo. Una pulsación corta cambia la intensidad del vacío, de 1 a 5 niveles.
2. Retención de presión/Liberación de presión - la primera pulsación corta mantiene la presión, la segunda pulsación corta libera la presión y la tercera pulsación corta crea vacío.
3. Calentamiento - una pulsación corta del botón de calentamiento cambia la temperatura del nivel 1 al nivel 3. (40°C, 45°C, 50°C)
4. Botón de presión negativa - pulse el botón para encender, pulse de nuevo para apagar.
5. Botón de intensidad de presión - pulse el botón para encender, una pulsación corta cambia la intensidad, entre 1 y 5 niveles de intensidad.

Manual del usuario

1. Pulse el botón "Encendido/Apagado" durante 2 segundos para encender el aparato y, a continuación, pulse brevemente el botón para seleccionar el nivel de intensidad que más le convenga, del nivel 1 al nivel 5.
2. Si necesita activar la función de calentamiento, pulse el botón "Calentamiento" y seleccione el nivel que le convenga, de 1 a 3 niveles.
3. Después del uso, pulse brevemente "Presión/Liberación" y libere la presión para apagar el dispositivo.

Instrucciones - masaje con accesorios [ver página 3. f6]

1. Pulse "Encender/Apagar" durante 2 segundos para encender el aparato y seleccionar la ventosa adecuada.
2. Coloque la ventosa en el dispositivo y, a continuación, seleccione la intensidad de masaje adecuada.
3. Después del uso, tire hacia atrás de la válvula de alivio de presión del dispositivo y retírela.
4. Pulse "Encender/Apagar" durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

Almacenamiento

- Mantenga el dispositivo seco y limpio, fuera del alcance de los niños.
- Guarde el dispositivo lejos de altas temperaturas.
- Guarde el dispositivo en un lugar fresco y seco.

Limpieza

- Mantenga el dispositivo limpio. Para el mantenimiento diario, límpielo con un detergente neutro y un paño suave. No limpie el dispositivo con solventes orgánicos u otros productos químicos. No lo enjuague con agua.
- Evite el lavado a alta presión y arañar la superficie del producto con objetos duros.

Precauciones y seguridad

- El entorno de funcionamiento del aparato debe estar bien ventilado, la temperatura debe mantenerse entre 5°C~40°C y la humedad entre 30%~85%.
- Mantenga el dispositivo alejado de aparatos eléctricos, fuentes de radiación eléctrica de alta frecuencia, etc., para evitar interferencias durante su uso.
- No desmonte, repare ni modifique el aparato bajo ninguna circunstancia.
- Cuando se utilice por primera vez, se debe controlar el tiempo (5-15 min). Además, preste atención a la frecuencia. Un uso excesivo puede causar molestias. Deje de utilizar el aparato si se siente incómodo.
- En caso de funcionamiento incorrecto del dispositivo, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico.

Advertencias y contraindicaciones

- Si el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo, límpielo y enciéndalo para comprobar si funciona correctamente. A continuación, cárguelo. Si se produce alguna irregularidad, póngase en contacto con el servicio técnico.
- Las personas con dispositivos electrónicos implantados, como marcapasos, no deben utilizar el dispositivo.
- El uso del dispositivo cerca de un dispositivo de procesamiento de ondas cortas o microondas (por ejemplo, 1M) puede provocar la inestabilidad de la salida del aparato.
- No utilice este dispositivo durante el embarazo y la menstruación.
- Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- No sumerja el dispositivo en ningún líquido ni lo limpie con un paño húmedo.
- Apague el dispositivo antes de cargarlo.
- Conéctelo el dispositivo a un puerto USB para cargarlo. El dispositivo no puede utilizarse mientras se está cargando.
- El uso o ajuste inadecuado del dispositivo puede anular la garantía de servicio.
- Las personas con heridas, fracturas, cicatrices, cáncer, varices y mala elasticidad local de la piel, no deben utilizar el dispositivo
- Las personas con enfermedades graves de corazón, hígado, riñón o fiebre alta, no deben utilizar el dispositivo.

Más información sobre el producto está disponible en la página web del fabricante en: [ver página 3, f7]

| | |
|----------------------|------------------|
| Tensão de entrada: | 5V/1A |
| Tamanho: | 130*86*58 |
| Libra: | 316 g |
| O tempo de carga: | 4 horas |
| Expediente: | 15 minutos |
| Tipo de Bateria: | bateria de lítio |
| Capacidade de carga: | 2500mAh |

Incluído [consulte a página 2. f1]

1. Dispositivo
2. Manual do usuário
3. Cartão de garantia
4. Cabo de carregamento USB
5. Almofadas de massagem a vácuo

Descrição do dispositivo [consulte a página 2. f2]

1. Porta de carregamento
2. Filtro de partículas
3. Comprimir

Exibição [consulte a página 2. f3]

1. Indicador numérico
2. Indicador de bateria
3. Indicador de aquecimento
4. Indicador de pressão
5. Indicador de frequência cardíaca

Painel de operação [consulte a página 2. f4]

1. Ligar/Desligar
2. Botão de pressão
3. Botão de aquecimento
4. Intensidade + botão
5. Botão de intensidade -

Descrição do painel de controle [consulte a página 2. f5]

1. Ligar/Desligar - pressione e segure por 3 segundos para ligar o dispositivo, um toque curto altera a intensidade do vácuo (níveis 1-5)
2. Retenção de pressão/Liberação de pressão - Pressão única e curta mantém a pressão, pressão curta novamente libera a pressão, pressão curta novamente cria vácuo.
3. Aquecimento - pressione rapidamente o botão de aquecimento para definir a temperatura para 40°C, 45°C, 50°C (níveis 1-3).
4. Botão de pressão negativa - pressione o botão para ligar, pressione novamente para desligar.
5. Botão de intensidade de pressão - pressione o botão para ligar e definir a intensidade (níveis 1-5)

Manual do usuário

1. Pressione o botão "ligar/desligar" por 2 segundos para ligar o dispositivo, em seguida, pressione rapidamente o botão para selecionar o nível de intensidade que mais lhe convém (níveis 1-5).
2. Se precisar ligar a função de aquecimento, pressione o botão "Aquecimento" e selecione o nível apropriado para você (níveis 1-3).
3. Após o uso, pressione rapidamente "Pressure/Release" e libere a pressão para retirar o dispositivo.

Instruções - massagem com acessórios [ver página 3. f6]

1. Pressione o botão "ligar/desligar" por 2 segundos para ligar o aparelho e encaixar a ventosa apropriada.
2. Encaixe a ventosa no dispositivo e selecione a intensidade de massagem apropriada.
3. Após o uso, puxe a válvula de alívio de pressão do dispositivo e remova-a.
4. Pressione o botão "ligar/desligar" por 2 segundos para desligar o aparelho.

Armazenar

- Mantenha o aparelho seco e limpo, fora do alcance das crianças.
- Armazene longe de altas temperaturas.
- Guarde o aparelho em local fresco e seco.

Limpeza

- Mantenha o aparelho limpo. Use um detergente neutro e um pano macio para a manutenção diária. Não limpe o dispositivo com solventes orgânicos ou outros produtos químicos. Não enxágue com água.
- Evite lavagem com alta pressão e não use objetos duros para não riscar a superfície.

Precauções e segurança

- O ambiente operacional do dispositivo deve ser bem ventilado, a temperatura deve ser mantida entre 5°C~40°C e a umidade deve ser de 30%~85%.
- Mantenha o dispositivo longe de dispositivos elétricos, fontes de radiação elétrica de alta frequência, etc., para evitar interferência durante o uso.
- Sob nenhuma circunstância você deve desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
- Ao usar pela primeira vez, o tempo deve ser controlado (5-15 min). Além disso, preste atenção à frequência. O uso excessivo pode causar desconforto. Remova o dispositivo se você se sentir desconfortável.
- Em caso de funcionamento incorreto do dispositivo, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com o serviço.

Advertências e contra-indicações

- Se o dispositivo não for usado por um longo período de tempo, limpe-o e ligue-o para verificar se está funcionando corretamente. Em seguida, carregue o dispositivo. Caso ocorra alguma irregularidade, entre em contato com o serviço.
- Pessoas com dispositivos eletrônicos implantados, como marcapassos, não devem usar o dispositivo.
- O uso do dispositivo próximo a equipamentos de processamento de ondas curtas ou micro-ondas (por exemplo, 1M) pode fazer com que a saída do dispositivo fique instável.
- Não use o aparelho durante a gravidez e menstruação.
- Mantenha o aparelho e seus acessórios fora do alcance das crianças.
- Não mergulhe o aparelho em nenhum líquido e não limpe o produto com um pano úmido.
- Desligue a energia antes de carregar o dispositivo.
- Conecte ao USB para carregar. O dispositivo não pode ser usado durante o carregamento.
- O uso ou ajuste inadequado do dispositivo pode invalidar a garantia do serviço.
- Pessoas com feridas, fraturas, cicatrizes, câncer, varizes e pouca elasticidade local da pele não podem usar o dispositivo.
- Pessoas com problemas cardíacos, hepáticos, renais ou com febre alta não devem usar o dispositivo.

Mais informações sobre o produto estão disponíveis no site do fabricante em: [ver página 3, f7]

| | |
|--------------------|------------------|
| Eingangsspannung: | 5V/1A |
| Größe: | 130*86*58 |
| Waage: | 316 g |
| Ladezeit: | 4 Stunden |
| Arbeitszeit: | 15 Minuten |
| Akku-Typ: | Lithium Batterie |
| Batteriekapazität: | 2500 mAh |

Im Lieferumfang enthalten [siehe Seite 2. f1]

1. Gerät
2. Benutzerhandbuch
3. Garantiekarte
4. USB-Ladekabel
5. Vakuummassagepads

Gerätebeschreibung [siehe Seite 2. f2]

1. Ladeanschluss
2. Partikelfilter
3. Komprimieren

Anzeige [siehe Seite 2. f3]

1. Numerischer Indikator
2. Batterieanzeige
3. Heizanzeige
4. Manometer
5. Herzfrequenzanzeige

Bedienfeld [siehe Seite 2. f4]

1. Ein/Aus
2. Druckknopf
3. Heiztaste
4. Taste „Intensität +“.
5. Intensitätstaste –

Beschreibung des Bedienfelds [siehe Seite 2. f5]

1. Ein/Aus - 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten, kurzes Drücken ändert die Vakuumintensität (Stufen 1-5)
2. Druck halten/Druck ablassen – Durch kurzes einmaliges Drücken wird der Druck aufrechterhalten, durch erneutes kurzes Drücken wird der Druck abgebaut, durch erneutes kurzes Drücken wird Vakuum erzeugt.
3. Erhitzen – Drücken Sie kurz die Heiztaste, um die Temperatur auf 40 °C, 45 °C, 50 °C (Stufen 1–3) einzustellen.
4. Unterdrucktaste – Taste zum Einschalten drücken, zum Ausschalten erneut drücken.
5. Druckintensitätstaste – drücken Sie die Taste, um die Intensität einzuschalten und einzustellen (Stufen 1-5).

Benutzerhandbuch

1. Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann kurz die Taste, um die für Sie passende Intensitätsstufe auszuwählen (Stufen 1–5).
2. Wenn Sie die Heizfunktion einschalten müssen, drücken Sie die Taste „Heizung“ und wählen Sie die für Sie passende Stufe (Stufen 1-3).
3. Drücken Sie nach dem Gebrauch kurz auf „Pressure/Release“ und lassen Sie den Druck ab, um das Gerät abzunehmen.

Anleitung – Massage mit Zubehör [siehe Seite 3. f6]

1. Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den entsprechenden Saugnapf anzubringen.
2. Bringen Sie den Saugnapf am Gerät an und wählen Sie dann die entsprechende Massageintensität.
3. Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Überdruckventil am Gerät zurück und entfernen Sie es.
4. Drücken Sie die „Ein/Aus“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Lagerung

- Bewahren Sie das Gerät trocken und sauber und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vor hohen Temperaturen schützen.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Reinigung

- Halten Sie das Gerät sauber. Verwenden Sie für die tägliche Pflege ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit organischen Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien. Nicht mit Wasser abspülen.
- Vermeiden Sie Hochdruckreinigung und verwenden Sie keine harten Gegenstände, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheit

- Die Betriebsumgebung des Geräts sollte gut belüftet sein, die Temperatur sollte bei 5 °C bis 40 °C liegen und die Luftfeuchtigkeit sollte 30 % bis 85 % betragen.
- Halten Sie das Gerät von elektrischen Geräten, Quellen hochfrequenter elektrischer Strahlung usw. fern, um Störungen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Unter keinen Umständen dürfen Sie das Gerät zerlegen, reparieren oder modifizieren.
- Bei der ersten Anwendung sollte die Zeit kontrolliert werden (5-15 Minuten). Achten Sie auch auf die Häufigkeit. Übermäßiger Gebrauch kann zu Beschwerden führen. Entfernen Sie das Gerät, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Im Falle einer Fehlbedienung des Gerätes stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Warnungen und Kontraindikationen

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, wischen Sie es ab und schalten Sie es ein, um zu überprüfen, ob es ordnungsgemäß funktioniert. Laden Sie dann das Gerät auf. Sollten Unregelmäßigkeiten auftreten, wenden Sie sich bitte an den Service.
- Personen mit implantierten elektronischen Geräten, wie z. B. Herzschrittmachern, dürfen das Gerät nicht verwenden.

- Die Verwendung des Geräts in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellenverarbeitungsgeräten (z. B. 1M) kann dazu führen, dass die Ausgabe des Geräts instabil wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft und Menstruation.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeiten und wischen Sie das Produkt nicht mit einem feuchten Tuch ab.
- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie das Gerät laden.
- Zum Aufladen an USB anschließen. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.
- Eine unsachgemäße Verwendung oder Anpassung des Geräts kann zum Erlöschen der Servicegarantie führen.
- Personen mit Wunden, Brüchen, Narben, Krebs, Krampfadern und örtlich schlechter Hautelastizität dürfen das Gerät nicht verwenden.
- Personen mit schweren Herz-, Leber- oder Nierenerkrankungen oder hohem Fieber sollten das Gerät nicht verwenden.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website des Herstellers unter: [siehe Seite 3, f7]

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Tension d'entrée: | 5V/1A |
| Taille: | 130*86*58 |
| Balance: | 316 g |
| Temps de charge: | 4 heures |
| Temps de travail: | 15 minutes |
| Type de batterie: | batterie au lithium |
| Capacité de la batterie: | 2500mAh |

Inclus [voir page 2. f1]

1. Appareil
2. Manuel d'utilisation
3. Carte de garantie
4. Câble de chargement USB
5. Coussinets de massage sous vide

Description de l'appareil [voir page 2. f2]

1. Port de charge
2. Filtre à particules
3. Compresseur

Affichage [voir page 2. f3]

1. Indicateur numérique
2. Indicateur de batterie
3. Indicateur de chauffage
4. Indicateur de pression
5. Indicateur de fréquence cardiaque

Panneau de commande [voir page 2. f4]

1. Marche/Arrêt
2. Bouton pression
3. Bouton de chauffage
4. Bouton Intensité +
5. Bouton d'intensité -

Description du panneau de commande [voir page 2. f5]

1. Marche/Arrêt - appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil, une courte pression modifie l'intensité du vide (niveaux 1 à 5)
2. Maintien de la pression/relâchement de la pression - Une courte pression simple maintient la pression, une courte pression libère à nouveau la pression, une courte pression crée à nouveau le vide.
3. Chauffage - appuyez brièvement sur le bouton de chauffage pour régler la température sur 40°C, 45°C, 50°C (niveaux 1-3).
4. Bouton de pression négative - appuyez sur le bouton pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre.
5. Bouton d'intensité de pression - appuyez sur le bouton pour allumer et régler l'intensité (niveaux 1-5)

Manuel de l'Utilisateur

1. Appuyez sur le bouton "marche/arrêt" pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, puis appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le niveau d'intensité qui vous convient (niveaux 1-5).
2. Si vous devez activer la fonction de chauffage, appuyez sur le bouton "Chauffage" et sélectionnez le niveau qui vous convient (niveaux 1-3).
3. Après utilisation, appuyez brièvement sur "Pression/Release" et relâchez la pression pour retirer l'appareil.

Mode d'emploi - massage avec accessoires [voir page 3. f6]

1. Appuyez sur le bouton "marche/arrêt" pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et mettre en place la ventouse appropriée.
2. Installez la ventouse sur l'appareil, puis sélectionnez l'intensité de massage appropriée.
3. Après utilisation, retirez la soupape de surpression de l'appareil et retirez-la.
4. Appuyez sur le bouton "marche/arrêt" pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Stockage

- Gardez l'appareil sec et propre, hors de portée des enfants.
- Conserver à l'abri des températures élevées.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Nettoyage

- Gardez l'appareil propre. Utilisez un détergent neutre et un chiffon doux pour l'entretien quotidien. Ne nettoyez pas l'appareil avec des solvants organiques ou d'autres produits chimiques. Ne pas rincer à l'eau.
- Évitez le lavage à haute pression et n'utilisez pas d'objets durs pour éviter de rayer la surface.

Précautions et sécurité

- L'environnement de fonctionnement de l'appareil doit être bien ventilé, la température doit être maintenue à 5°C~40°C et l'humidité doit être de 30%~85%.
- Éloignez l'appareil des appareils électriques, des sources de rayonnement électrique à haute fréquence, etc., pour éviter les interférences pendant l'utilisation.
- En aucun cas vous ne devez démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Lors de la première utilisation, le temps doit être contrôlé (5-15 min). Faites également attention à la fréquence. Une utilisation excessive peut causer de l'inconfort. Retirez l'appareil si vous vous sentez mal à l'aise.
- En cas de fonctionnement incorrect de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le service.

Avertissements et contre-indications

- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, essayez-le et allumez-le pour vérifier qu'il fonctionne correctement. Chargez ensuite l'appareil. En cas d'irrégularités, veuillez contacter le service.
- Les personnes portant des appareils électroniques implantés, tels que des stimulateurs cardiaques, ne doivent pas utiliser l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'un équipement de traitement à ondes courtes ou micro-ondes (par exemple 1M) peut rendre la sortie de l'appareil instable.
- N'utilisez pas l'appareil pendant la grossesse et les menstruations.
- Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et n'essayez pas le produit avec un chiffon humide.
- Coupez l'alimentation avant de charger l'appareil.
- Connectez-vous à USB pour charger. L'appareil ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge.
- Une utilisation ou un réglage incorrect de l'appareil peut annuler la garantie de service.
- Les personnes souffrant de plaies, de fractures, de cicatrices, de cancer, de varices et d'une mauvaise élasticité locale de la peau ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.
- Les personnes souffrant d'une maladie cardiaque, hépatique ou rénale grave ou d'une forte fièvre ne doivent pas utiliser l'appareil.

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur le site Web du fabricant à l'adresse : [voir page 3, f7]

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Tensione di ingresso: | 5V/1A |
| Misurare: | 130*86*58 |
| Libra: | 316 gr |
| Tempo di carica: | 4 ore |
| Orario di lavoro: | 15 minuti |
| Tipo di batteria: | batteria al litio |
| Capacità della batteria: | 2500 mAh |

Incluso [vedi pagina 2. f1]

1. Dispositivo
2. Manuale dell'utente
3. Scheda di garanzia
4. Cavo di ricarica USB
5. Cuscinetti per massaggio sottovuoto

Descrizione del dispositivo [vedi pagina 2. f2]

1. Porta di ricarica
2. Filtro antiparticolato
3. Comprimi

Display [vedi pagina 2. f3]

1. Indicatore numerico
2. Indicatore della batteria
3. Indicatore di riscaldamento
4. Manometro
5. Indicatore della frequenza cardiaca

Pannello operativo [vedi pagina 2. f4]

1. Acceso/Spento
2. Pulsante a pressione
3. Pulsante riscaldamento
4. Intensità + pulsante
5. Pulsante intensità -

Descrizione del pannello di controllo [vedi pagina 2. f5]

1. Acceso/Spento - tenere premuto per 3 secondi per accendere il dispositivo, una breve pressione cambia l'intensità del vuoto (livelli 1-5)
2. Mantenimento della pressione/rilascio della pressione: una breve pressione singola mantiene la pressione, una breve pressione rilascia nuovamente la pressione, una breve pressione crea di nuovo il vuoto.
3. Riscaldamento: premere brevemente il pulsante di riscaldamento per impostare la temperatura a 40°C, 45°C, 50°C (livelli 1-3).
4. Pulsante di pressione negativa: premere il pulsante per accendere, premere di nuovo per spegnere.
5. Pulsante dell'intensità della pressione: premere il pulsante per accendere e impostare l'intensità (livelli 1-5)

Manuale d'uso

1. Premere il pulsante "on/off". per 2 secondi per accendere il dispositivo, quindi premere brevemente il pulsante per selezionare il livello di intensità adatto a te (livelli 1-5).
2. Se è necessario attivare la funzione di riscaldamento, premere il pulsante "Riscaldamento" e selezionare il livello appropriato per te (livelli 1-3).
3. Dopo l'uso, premere brevemente "Pressione/Rilascio" e rilasciare la pressione per rimuovere il dispositivo.

Istruzioni - massaggio con accessori [vedi pagina 3. f6]

1. Premere il pulsante "on/off". per 2 secondi per accendere il dispositivo e inserire l'apposita ventosa.
2. Montare la ventosa sul dispositivo, quindi selezionare l'intensità di massaggio appropriata.
3. Dopo l'uso, tirare indietro la valvola limitatrice di pressione sul dispositivo e rimuoverla.
4. Premere il pulsante "on/off". per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

Magazzinaggio

- Tenere il dispositivo asciutto e pulito, fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare lontano da temperature elevate.
- Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto.

Pulizia

- Mantenere pulito il dispositivo. Utilizzare un detergente neutro e un panno morbido per la manutenzione quotidiana. Non pulire il dispositivo con solventi organici o altri prodotti chimici. Non risciacquare con acqua.
- Evitare il lavaggio ad alta pressione e non utilizzare oggetti duri per evitare di graffiare la superficie.

Precauzioni e sicurezza

- L'ambiente operativo del dispositivo deve essere ben ventilato, la temperatura deve essere mantenuta a 5°C~40°C e l'umidità deve essere del 30%~85%.
- Tenere il dispositivo lontano da dispositivi elettrici, sorgenti di radiazioni elettriche ad alta frequenza, ecc., per evitare interferenze durante l'uso.
- In nessun caso smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Quando si utilizza per la prima volta, il tempo deve essere controllato (5-15 min). Inoltre, prestare attenzione alla frequenza. Un uso eccessivo può causare disagio. Rimuovi il dispositivo se ti senti a disagio.
- In caso di non corretto funzionamento del dispositivo, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare l'assistenza.

Avvertenze e controindicazioni

- Se il dispositivo non è stato utilizzato per lungo tempo, pulirlo e accenderlo per verificare che funzioni correttamente. Quindi caricare il dispositivo. In caso di irregolarità, si prega di contattare il servizio.
- I portatori di dispositivi elettronici impiantati, come i pacemaker, non devono utilizzare il dispositivo.
- L'utilizzo del dispositivo in prossimità di apparecchiature per il trattamento di onde corte o microonde (ad es. 1M) può causare l'instabilità dell'uscita del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo durante la gravidanza e le mestruazioni.
- Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non immergere il dispositivo in alcun liquido e non pulire il prodotto con un panno umido.
- Spegnerne l'alimentazione prima di caricare il dispositivo.
- Collegare a USB per la ricarica. Il dispositivo non può essere utilizzato mentre è in carica.
- L'uso o la regolazione impropri del dispositivo possono invalidare la garanzia del servizio.
- Le persone con ferite, fratture, cicatrici, cancro, vene varicose e scarsa elasticità della pelle locale non sono autorizzate a utilizzare il dispositivo.
- Le persone con gravi malattie cardiache, epatiche, renali o febbre alta non devono utilizzare il dispositivo.

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul sito Web del produttore all'indirizzo: [vedere pagina 3, f7]

| | |
|-------------------|------------------|
| Vstupní napětí: | 5V/1A |
| Velikost: | 130*86*58 |
| Váha: | 316 g |
| Doba nabíjení: | 4 hodiny |
| Pracovní čas: | 15 minut |
| Typ baterie: | lithiová baterie |
| Kapacita baterie: | 2500 mAh |

Zahrnuto [viz strana 2. f1]

1. Zařízení
2. Uživatelská příručka
3. Záruční list
4. USB nabíjecí kabel
5. Vakuové masážní podložky

Popis zařízení [viz strana 2. f2]

1. Nabíjecí port
2. Filtr pevných částic
3. Komprimuje

Displej [viz strana 2. f3]

1. Číselný ukazatel
2. Indikátor baterie
3. Indikátor ohřevu
4. Indikátor tlaku
5. Indikátor srdeční frekvence

Ovládací panel [viz strana 2. f4]

1. Zapnuto/Vypnuto
2. Tlačítko tlaku
3. Tlačítko topení
4. Tlačítko Intensity +
5. Tlačítko intenzity -

Popis ovládacího panelu [viz strana 2. f5]

1. Zapnuto/Vypnuto - stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete zařízení, krátkým stisknutím změníte intenzitu podtlaku (úroveň 1-5)
2. Zadržení tlaku/Uvolnění tlaku - Krátké jednorázové stisknutí udržuje tlak, krátké stisknutí znovu tlak uvolní, krátké stisknutí znovu vytvoří vakuum.
3. Topení - krátkým stisknutím tlačítka topení nastavíte teplotu na 40°C, 45°C, 50°C (úroveň 1-3).
4. Tlačítko podtlaku - stiskněte tlačítko pro zapnutí, stiskněte znovu pro vypnutí.
5. Tlačítko intenzity tlaku - stisknutím tlačítka zapnete a nastavíte intenzitu (úroveň 1-5)

Uživatelský manuál

1. Stiskněte tlačítko "on/off". po dobu 2 sekund zapnete zařízení, poté krátkým stisknutím tlačítka vyberte úroveň intenzity, která vám vyhovuje (úroveň 1-5).
2. Pokud potřebujete zapnout funkci ohřevu, stiskněte tlačítko „Vytápění“ a vyberte pro vás vhodnou úroveň (úroveň 1-3).
3. Po použití krátce stiskněte "Pressure/Release" a uvolněte tlak, abyste zařízení sundali.

Návod - masáž s příslušenstvím [viz str. 3. f6]

1. Stiskněte tlačítko "on/off". po dobu 2 sekund, abyste zapnuli zařízení a nasadili příslušnou přísavku.
2. Nasadte přísavku na přístroj a poté zvolte vhodnou intenzitu masáže.
3. Po použití zatáhněte zpět přetlakový ventil na zařízení a sejměte jej.
4. Stiskněte tlačítko "on/off". na 2 sekundy pro vypnutí zařízení.

Úložný prostor

- Udržujte zařízení suché a čisté, mimo dosah dětí.
- Skladujte mimo dosah vysokých teplot.
- Zařízení skladujte na chladném a suchém místě.

Čištění

- Udržujte zařízení čisté. Pro každodenní údržbu používejte neutrální čisticí prostředek a měkký hadřík. Zařízení nečistěte organickými rozpouštědly nebo jinými chemikáliemi. Neoplachujte vodou.
- Vyhněte se vysokotlakému mytí a nepoužívejte tvrdé předměty, aby nedošlo k poškození povrchu.

Bezpečnostní opatření a bezpečnost

- Provozní prostředí zařízení by mělo být dobře větrané, teplota by měla být udržována na 5°C~40°C a vlhkost by měla být 30%~85%.
- Udržujte zařízení mimo dosah elektrických zařízení, zdrojů vysokofrekvenčního elektrického záření atd., abyste předešli rušení během používání.
- Zařízení za žádných okolností nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Při prvním použití je třeba kontrolovat čas (5-15 min). Pozor také na frekvenci. Nadměrné používání může způsobit nepohodlí. Pokud se necítíte dobře, zařízení vyjměte.
- V případě nesprávné funkce zařízení jej okamžitě přestaňte používat a kontaktujte servis. Upozornění a kontraindikace
- Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, otřete jej a zapněte, abyste ověřili, že funguje správně. Poté zařízení nabijte. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím servis.
- Osoby s implantovanými elektronickými zařízeními, jako jsou kardiostimulátory, nesmějí zařízení používat.
- Používání zařízení v blízkosti zařízení pro zpracování krátkých vln nebo mikrovlnného zpracování (např. 1M) může způsobit nestabilitu výstupu zařízení.
- Nepoužívejte zařízení během těhotenství a menstruace.
- Uchovávejte zařízení a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Neponořujte zařízení do žádné kapaliny a neotírejte jej mokřým hadříkem.
- Před nabíjením zařízení vypněte.
- Pro nabíjení připojte k USB. Během nabíjení nelze zařízení používat.
- Nesprávné použití nebo seřízení zařízení může zrušit platnost záruky.
- Zařízení nesmí používat lidé s ranami, zlomeninami, jizvami, rakovinou, křečovými žilami a lokálně špatnou elasticitou kůže.
- Zařízení by neměli používat lidé s vážným onemocněním srdce, jater, ledvin nebo vysokou horečkou.

Více informací o produktu je k dispozici na stránkách výrobce na adrese: [viz strana 3, f7]

| | |
|-------------------|-----------------|
| Vstupné napätie: | 5V/1A |
| Veľkosť: | 130*86*58 |
| Váha: | 316 g |
| Doba nabíjania: | 4 hodiny |
| Pracovný čas: | 15 minút |
| Typ batérie: | lítiová batéria |
| Kapacita batérie: | 2500 mAh |

Zahrnuté [pozri stranu 2. f1]

1. Zariadenie
2. Používateľská príručka
3. Záručný list
4. USB nabíjací kábel
5. Vákuové masážne podložky

Popis zariadenia [pozri stranu 2. f2]

1. Nabíjaci port
2. Filter pevných častíc
3. Komprimuje

Displej [pozri stranu 2. f3]

1. Číselný ukazovateľ
2. Indikátor batérie
3. Indikátor ohrevu
4. Indikátor tlaku
5. Indikátor srdcového tepu

Ovládací panel [pozri stranu 2. f4]

1. Zap./Vyp
2. Tlačidlo
3. Tlačidlo ohrevu
4. Tlačidlo Intenzita +
5. Tlačidlo intenzity -

Popis ovládacieho panela [pozri stranu 2. f5]

1. Zap./Vyp - stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete prístroj, krátkym stlačením zmeníte intenzitu vákuua (úrovne 1-5)
2. Podržanie tlaku/uvoľnenie tlaku - Krátke jedno stlačenie udrží tlak, krátke stlačenie opäť uvoľní tlak, krátke stlačenie opäť vytvorí vákuum.
3. Ohrev - krátkym stlačením tlačidla ohrevu nastavíte teplotu na 40°C, 45°C, 50°C (stupne 1-3).
4. Tlačidlo podtlaku - stlačením tlačidla zapnete, opätovným stlačením vypnete.
5. Tlačidlo intenzity tlaku - stlačením tlačidla zapnete a nastavíte intenzitu (stupne 1-5)

Používateľská príručka

1. Stlačte tlačidlo „on/off“. na 2 sekundy zapnite zariadenie, potom krátkym stlačením tlačidla vyberte úroveň intenzity, ktorá vám vyhovuje (úrovne 1-5).
2. Ak potrebujete zapnúť funkciu ohrevu, stlačte tlačidlo „Vykurovanie“ a vyberte si pre vás vhodnú úroveň (úrovne 1-3).
3. Po použití krátko stlačte "Pressure/Release" a uvoľnite tlak, aby ste zariadenie stiahli.

Návod - masáž s príslušenstvom [pozri stranu 3. f6]

1. Stlačte tlačidlo „on/off“. na 2 sekundy, aby sa prístroj zapol a nasadila sa príslušná prísavka.
2. Nasadte prísavku na zariadenie a potom zvolte vhodnú intenzitu masáže.
3. Po použití vytiahnite tlakový poistný ventil na zariadení a vyberte ho.
4. Stlačte tlačidlo „on/off“. na 2 sekundy, aby sa zariadenie vyplo.

Skladovanie

- Uchovávajte zariadenie suché a čisté, mimo dosahu detí.
- Skladujte mimo dosahu vysokých teplôt.
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.

Upratovanie

- Udržujte prístroj v čistote. Na každodennú údržbu používajte neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku. Zariadenie nečistite organickými rozpúšťadlami ani inými chemikáliami. Neoplachujte vodou.
- Vyhnite sa vysokotlakovému umývaniu a nepoužívajte tvrdé predmety, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.

Bezpečnostné opatrenia a bezpečnosť

• Prevádzkové prostredie zariadenia by malo byť dobre vetrané, teplota by sa mala udržiavať na 5°C~40°C a vlhkosť by mala byť 30%~85%.

- Udržujte zariadenie mimo dosahu elektrických zariadení, zdrojov vysokofrekvenčného elektrického žiarenia atď., aby ste predišli rušeniu počas používania.
 - Zariadenie za žiadnych okolností nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.
 - Pri prvom použití je potrebné kontrolovať čas (5-15 minút). Venujte pozornosť aj frekvencii.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť nepohodlie. Odstráňte zariadenie, ak sa cítite nepohodlne.
- V prípade nesprávneho fungovania zariadenia ho okamžite prestaňte používať a kontaktujte servis.

Upozornenia a kontraindikácie

• Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, utrite ho a zapnite, aby ste skontrolovali, či správne funguje. Potom zariadenie nabite. Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti, kontaktujte servis.

• Osoby s implantovanými elektronickými zariadeniami, ako sú kardiostimulátory, nesmú toto zariadenie používať.

• Používanie zariadenia v blízkosti zariadenia na spracovanie krátkych vln alebo mikrovlnného spracovania (napr. 1M) môže spôsobiť nestabilitu výstupu zariadenia.

- Zariadenie nepoužívajte počas tehotenstva a menštruácie.
- Prístroj a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Neponárajte zariadenie do žiadnej tekutiny a neutierajte ho vlhkou handričkou.
- Pred nabíjaním zariadenia vypnite napájanie.
- Pre nabíjanie pripojte k USB. Počas nabíjania sa zariadenie nedá používať.
- Nesprávne používanie alebo nastavenie zariadenia môže viesť k strate záruky na servis.
- Osoby s ranami, zlomeninami, jazvami, rakovinou, kľčovými žilami a lokálnou slabou elasticitou pokožky nesmú prístroj používať.
- Ľudia s vážnym ochorením srdca, pečene, obličiek alebo vysokou horúčkou by prístroj nemali používať.

Viac informácií o produkte je dostupných na stránke výrobcu na adrese: [pozri strana 3, f7]

| | |
|------------------|----------------|
| Įėjimo įtampa: | 5V/1A |
| Dydis: | 130*86*58 |
| Svarstyklės: | 316 g |
| Įkrovimo laikas: | 4 valandos |
| Darbo laikas: | 15 minučių |
| Baterijos Tipas: | ličio baterija |
| Baterijos talpa: | 2500 mAh |

Įtraukta [žr. 2 psl. f1]

1. Įrenginys
2. Vartotojo vadovas
3. Garantinis talonas
4. USB įkrovimo laidas
5. Vakuuminiai masažo pagalvėlės

Įrenginio aprašymas [žr. 2 psl. f2]

1. Įkrovimo prievadas
2. Kietųjų dalelių filtras
3. Suspausti

Ekranas [žr. 2 psl. f3]

1. Skaitinis indikatorius
2. Baterijos indikatorius
3. Šildymo indikatorius
4. Slėgio matuoklis
5. Širdies ritmo indikatorius

Valdymo skydelis [žr. 2 psl. f4]

1. Įjungimas/Išjungimas
2. Slėgio mygtukas
3. Šildymo mygtukas
4. Intensyvumo + mygtukas
5. Intensyvumo mygtukas –

Valdymo pulto aprašymas [žr. 2 psl. f5]

1. Įjungimas/Išjungimas - paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį, trumpai paspaudus keičiamas vakuumo intensyvumas (1-5 lygiai)
2. Slėgio palaikymas/Slėgio atleidimas – trumpas vienas paspaudimas palaiko slėgį, trumpai paspaudus vėl atleidžiamas slėgis, trumpai paspaudus vėl sukuriamas vakuumas.
3. Šildymas – trumpai paspauskite šildymo mygtuką, kad nustatytumėte temperatūrą 40°C, 45°C, 50°C (1-3 lygiai).
4. Neigiamo slėgio mygtukas – paspauskite mygtuką norėdami įjungti, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte.
5. Slėgio intensyvumo mygtukas – paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte ir nustatytumėte intensyvumą (1- 5 lygiai)

Vartotojo vadovas

1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį, tada trumpai paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte jums tinkantį intensyvumo lygį (1–5 lygiai).
2. Jei reikia įjungti šildymo funkciją, paspauskite mygtuką "Šildymas" ir pasirinkite Jums tinkamą lygį (1-3 lygiai).
3. Panaudoję trumpai paspauskite „Slėgis/atleidimas“ ir atleiskite slėgį, kad nuimtumėte įrenginį.

Instrukcijos – masažas su priedais [žr. 3 psl. f6]

1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį ir pritvirtintumėte atitinkamą siurbtuką.
2. Pritvirtinkite siurbtuką prie prietaiso ir pasirinkite atitinkamą masažo intensyvumą.
3. Panaudoję atitraukite prietaiso slėgio mažinimo vožtuvą ir nuimkite.
4. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.

Sandėliavimas

- Prietaisą laikykite sausą ir švarų, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikyti atokiau nuo aukštos temperatūros.
- Prietaisą laikykite vėsioje, sausoje vietoje.

Valymas

- Laikykite prietaisą švarų. Kasdienei priežiūrai naudokite neutralų ploviklį ir minkštą skudurėlį. Nevalykite prietaiso organiniais tirpikliais ar kitomis cheminėmis medžiagomis. Neplaukite vandeniu.
- Venkite plovimo aukštu slėgiu ir nenaudokite kietų daiktų, kad nesubraižytumėte paviršiaus.

Atsargumo priemonės ir sauga

- Prietaiso veikimo aplinka turi būti gerai vėdinama, temperatūra turi būti 5°C–40°C, o drėgmė – 30%–85%.
- Saugokite įrenginį nuo elektros prietaisų, aukšto dažnio elektros spinduliuotės šaltinių ir kt., kad išvengtumėte trikdžių naudojimo metu.
- Jokiu būdu negalima ardyti, taisyti ar modifikuoti įrenginio.
- Naudojant pirmą kartą, reikia kontroliuoti laiką (5-15 min.). Taip pat atkreipkite dėmesį į dažnį. Per didelis naudojimas gali sukelti diskomfortą. Išimkite prietaisą, jei jaučiatės nepatogiai.
- Jei prietaisas veikia netinkamai, nedelsdami nustokite jį naudoti ir kreipkitės į servisą. Įspėjimai ir kontraindikacijos
- Jei prietaisas nebuvo naudojamas ilgą laiką, nuvalykite jį ir įjunkite, kad patikrintumėte, ar jis tinkamai veikia. Tada įkraukite įrenginį. Jei atsiranda kokių nors pažeidimų, kreipkitės į servisą.
- Asmenys, kuriems yra implantuoti elektroniniai prietaisai, pvz., širdies stimulatoriai, negali naudotis prietaisu.

- Naudojant įrenginį šalia trumpųjų bangų ar mikrobangų apdorojimo įrangos (pvz., 1M), įrenginio išvestis gali tapti nestabili.
- Nenaudokite prietaiso nėštumo ir menstruacijų metu.
- Prietaisą ir jo priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenardinkite prietaiso į jokių skystį ir nevalykite gaminio drėgna šluoste.
- Prieš įkraudami prietaisą, išjunkite maitinimą.
- Įkrovimui prijunkite prie USB. Įrenginio negalima naudoti, kol jis įkraunamas.
- Netinkamai naudojant arba suregulius prietaisą, gali anuliuoti aptarnavimo garantija.
- Prietaisu draudžiama naudotis žmonėms, turintiems žaizdų, lūžių, randų, vėžį, išsiplėtusių venų ir vietiškai silpną odos elastingumą.
- Prietaiso neturėtų naudoti žmonės, sergantys sunkia širdies, kepenų, inkstų liga arba aukšta temperatūra.

Daugiau informacijos apie gaminį rasite gamintojo svetainėje adresu: [žr. 3 psl., f7]

| | |
|---------------------|--------------------|
| Входное напряжение: | 5В/1А |
| Размер: | 130*86*58 |
| Весы: | 316 г |
| Время зарядки: | 4 часа |
| Рабочее время: | 15 минут |
| Тип батареи: | литиевая батарейка |
| Емкость батареи: | 2500 мАч |

В комплекте [см. стр. 2. f1]

1. Устройство
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон
4. USB-кабель для зарядки
5. Вакуумные массажные подушечки

Описание устройства [см. стр. 2. f2]

1. Зарядный порт
2. Сажевый фильтр
3. Сжать

Дисплей [см. стр. 2. f3]

1. Цифровой индикатор
2. Индикатор батареи
3. Индикатор нагрева
4. Индикатор давления
5. Индикатор сердечного ритма

Панель управления [см. стр. 2. f4]

1. Вкл./выкл.
2. Кнопка давления
3. Кнопка нагрева
4. Интенсивность + кнопка
5. Кнопка интенсивности -

Описание панели управления [см. стр. 2. f5]

1. Вкл./Выкл. - нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, короткое нажатие изменяет интенсивность вакуума (уровни 1-5)
2. Удержание давления/сброс давления - короткое нажатие поддерживает давление, короткое нажатие снова снимает давление, короткое нажатие снова создает вакуум.
3. Нагрев – кратковременно нажмите кнопку нагрева, чтобы установить температуру 40°C, 45°C, 50°C (уровни 1-3).
4. Кнопка отрицательного давления - нажмите кнопку, чтобы включить, нажмите еще раз, чтобы выключить.
5. Кнопка интенсивности давления - нажмите кнопку, чтобы включить и установить интенсивность (уровни 1-5)

Руководство пользователя

1. Нажмите кнопку «вкл./выкл.» на 2 секунды, чтобы включить устройство, затем коротким нажатием на кнопку выберите подходящий вам уровень интенсивности (уровни 1-5).
2. Если вам нужно включить функцию нагрева, нажмите кнопку «Нагрев» и выберите подходящий для вас уровень (уровни 1-3).
3. После использования коротко нажмите «Давление/Отпуск» и сбросьте давление, чтобы снять устройство.

Инструкции - массаж с аксессуарами [см. стр. 3. f6]

1. Нажмите кнопку «вкл./выкл.» на 2 секунды, чтобы включить устройство и установить соответствующую присоску.
2. Установите присоску на устройство, а затем выберите соответствующую интенсивность массажа.
3. После использования оттяните клапан сброса давления на устройстве и снимите его.
4. Нажмите кнопку «вкл./выкл.» на 2 секунды, чтобы выключить устройство.

Хранилище

- Храните устройство в сухом и чистом месте, в недоступном для детей месте.
- Хранить вдали от высоких температур.
- Храните устройство в прохладном, сухом месте.

Уборка

- Держите устройство в чистоте. Используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для ежедневного ухода. Не очищайте устройство органическими растворителями или другими химическими веществами. Не смывать водой.
- Избегайте мойки под высоким давлением и не используйте твердые предметы, чтобы не поцарапать поверхность.

Меры предосторожности и безопасность

- Рабочая среда устройства должна хорошо вентилироваться, температура должна поддерживаться на уровне 5°C~40°C, а влажность должна составлять 30%~85%.
 - Держите устройство вдали от электрических устройств, источников высокочастотного электрического излучения и т. д., чтобы избежать помех во время использования.
 - Ни при каких обстоятельствах не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.
 - При первом использовании следует контролировать время (5-15 мин). Также обратите внимание на частоту. Чрезмерное использование может вызвать дискомфорт. Удалите устройство, если вы чувствуете себя некомфортно.
 - В случае некорректной работы устройства немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисную службу.
- Предупреждения и противопоказания**
- Если устройство долгое время не использовалось, протрите его и включите, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Затем зарядите устройство. При возникновении каких-либо нарушений обращайтесь в сервис.
 - Лица с имплантированными электронными устройствами, такими как кардиостимуляторы, не должны использовать это устройство.
 - Использование устройства вблизи коротковолнового или микроволнового обрабатывающего оборудования (например, 1М) может привести к нестабильности выходного сигнала устройства.
 - Не используйте устройство во время беременности и менструации.
 - Храните устройство и его аксессуары в недоступном для детей месте.
 - Не погружайте устройство в какую-либо жидкость и не протирайте его влажной тканью.
 - Отключите питание перед зарядкой устройства.
 - Подключитесь к USB для зарядки. Устройство нельзя использовать во время зарядки.
 - Неправильное использование или настройка устройства может привести к аннулированию гарантии на обслуживание.
 - Людям с ранами, переломами, шрамами, раком, варикозным расширением вен и местной недостаточной эластичностью кожи не разрешается пользоваться устройством.
 - Люди с серьезными заболеваниями сердца, печени, почек или с высокой температурой не должны использовать устройство.

Более подробная информация о продукте доступна на веб-сайте производителя по адресу:
[см. стр. 3, f7]



EN: Electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other household waste. This is indicated by the crossed-out trash can symbol on the packaging. Used electrical and electronic devices, batteries, and accumulators must be taken to local selective waste collection points or to the retailer, and more information can be found in your municipality. Electrical and electronic equipment, batteries, and accumulators may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health hazards or environmental pollution during further disposal or recycling.

PL: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informacje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegółowe dowiedzieć się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

ES: Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las baterías y acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica con el símbolo del contenedor tachado en el embalaje. Los dispositivos eléctricos y electrónicos usados, las baterías y acumuladores deben llevarse a puntos locales de recolección selectiva de residuos o al vendedor, y se puede obtener más información en su municipio. Los equipos eléctricos y electrónicos, las baterías y acumuladores pueden contener sustancias peligrosas, mezclas y componentes nocivos para el medio ambiente y la salud humana. El manejo inadecuado o el daño a ellos puede llevar a riesgos para la salud o contaminación ambiental durante la eliminación o el reciclaje posteriores.

PT: Dispositivos eléctricos e eletrónicos, bem como baterias e acumuladores, não devem ser misturados com outros resíduos domésticos. Isso é indicado pelo símbolo do lixo riscado no embalagem. Dispositivos elétricos e eletrônicos usados, baterias e acumuladores devem ser levados a pontos locais de coleta seletiva de resíduos ou ao varejista, e mais informações podem ser obtidas em seu município. Equipamentos elétricos e eletrônicos, baterias e acumuladores podem conter substâncias perigosas, misturas e componentes prejudiciais ao meio ambiente e à saúde humana. Manuseio inadequado ou dano a eles pode levar a riscos à saúde ou poluição ambiental durante o descarte ou reciclagem posteriores.

FR: Les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets ménagers. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les appareils électriques et électroniques usagés, les piles et les accumulateurs doivent être déposés dans des points de collecte sélective locaux ou chez le revendeur, et vous pouvez obtenir plus d'informations dans votre municipalité. Les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs peuvent contenir des substances dangereuses, des mélanges et des composants nuisibles à l'environnement et à la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages causés à ces équipements peuvent entraîner des risques pour la santé ou la pollution de l'environnement lors de leur élimination ou de leur recyclage ultérieur.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermisch werden. Dies wird durch das durchgestrichene Abfallweisersymbol auf der Verpackung angezeigt. Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, Batterien und Akkumulatoren müssen an lokale Sammelstellen für getrennte Abfälle oder an den Händler zurückgegeben werden, und Einzelheiten können in Ihrer Gemeinde erfragt werden. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkumulatoren können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei weiterer Entsorgung oder dem Recycling der Geräte zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

CZ: Elektrická a elektronická zařízení, stejně jako baterie a akumulátory, nesmí být míchána s ostatním domácím odpadem. Toto je známostým symbolem přeškrtnutého koše umístěného na obalu. Použitá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory je třeba předat do místních sběrných míst pro selektivní sběr odpadu nebo prodejci, a podrobnosti se dozvíte ve vaší obci. Elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může při dalším zneškodňování nebo recyklaci zařízení vést k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjiskimi odpadki. To označuje simbol prečrtane smetnjake na embalaži. Rabljene električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorje je treba oddati v lokalne točke za selektivno zbiranje odpadkov ali prodajalcu, podrobnosti pa lahko izveste v svoji občini. Električne in elektronske naprave ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki so škodljivi za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnji odstranitvi ali recikliranju opreme povzroči škodo na zdravju ali onesnaženje okolja.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici, così come le batterie e gli accumulatori, non devono essere mescolati con altri rifiuti domestici. Questo viene indicato dal simbolo del cestino barrato presente sulla confezione. I dispositivi elettrici ed elettronici usati, le batterie e gli accumulatori devono essere consegnati ai punti di raccolta selettiva locali o al venditore, e per ulteriori informazioni è possibile informarsi presso il proprio comune. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze pericolose, miscele e componenti dannose per l'ambiente e la salute umana. Un uso improprio o il loro danneggiamento può portare a rischi per la salute o all'inquinamento ambientale durante il successivo smaltimento o riciclaggio.

LT: Elektrinių ir elektroninių įrenginių, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Apie tai informuoja užbrauktas šiukšlėdežės simbolis ant pakuočės. Naudotos elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, baterijos ir akumulatorius reikia perduoti vietiniams selektyvaus atliekų surinkimo taškams arba pardavėjui, o daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje. Elektriniai ir elektroniniai įrenginiai, baterijos ir akumulatoriai gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kenksmingų aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamas elgesys su jais arba jų pažeidimas gali sukelti sveikatos sutrikimus ar aplinkos taršą per tolesnį įrangos utilizavimą ar perdirbimą.

RU: Электрические и электронные устройства, а также батареи и аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. Об этом информирует символ перечернутого мусорного бака, размещенный на упаковке. Использованные электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы следует передать в местные пункты селективного сбора отходов или продавцу, а подробности можно узнать в вашей местной администрации. Электрические и электронные устройства, батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья людей. Неправильное обращение с ними или их повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды при дальнейшем утилизации или переработке оборудования.



Skrócona deklaracja zgodności

PL: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Therm Body Revive Golden jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym:

EN: The manufacturer hereby declares, at its sole responsibility, that the Therm Body Revive Golden product complies with the Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, as well as with the Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/UE with regard to the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following website:

DE: Der Hersteller erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass das Produkt Therm Body Revive Golden den Anforderungen der Richtlinie 2014/30/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Richtlinie 2011/65/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht, zusammen mit der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung des Anhangs II der Richtlinie 2011/65/UE in Bezug auf die Liste der eingeschränkten Stoffe. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar:

ES: El fabricante declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto Therm Body Revive Golden cumple con la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, así como con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE en lo que respecta a la lista de sustancias restringidas. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en el siguiente sitio web:

PT: O fabricante declara, por este meio, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto Therm Body Revive Golden está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética, assim como com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, juntamente com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE em relação à lista de substâncias restritas. O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço da web:

FR: Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit Therm Body Revive Golden est conforme à la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, ainsi qu'à la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la Directive 2011/65/UE en ce qui concerne la liste des substances soumises à restriction. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante :

CZ: Vyrobcem tímto prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek Therm Body Revive Golden je v souladu s směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/UE ze dne 26. února 2014 o sjednocení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/UE ze dne 8. června 2011 o omezení používání určitých nebezpečných látek ve výrobu elektrickým a elektronickým, spolu s delegovanou směrnicí Komise (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/UE, pokud jde o seznam omezených látek. Celý text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

SL: Proizvajalec s tem izključno lastno odgovornostjo izjavlja, da je izdelek Therm Body Revive Golden skladen z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2014/30/UE z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaj držav članic glede elektromagnetne skladnosti ter Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2011/65/UE z dne 8. junija 2011 o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v elektronski opremi, skupaj z Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/UE v zvezi z seznamom omejenih snovi. Celotno besedilo izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

IT: Il produttore dichiara qui con la propria esclusiva responsabilità che il prodotto Therm Body Revive Golden è conforme alla Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di compatibilità elettromagnetica e alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 concernente la restrizione dell'uso di talune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione del 31 marzo 2015 che modifica l'Allegato II della Direttiva 2011/65/UE in merito all'elenco delle sostanze soggette a restrizione. Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web:

LT: Gamintojas šiuo metu savo išimtinai atsakomybe deklaruoja, kad produktas Therm Body Revive Golden atitinka Europos Parlamento ir Tarybos 2014/30/UE direktyvą dėl valstybių narių teisės akty dėl elektromagnetinės suderinamumo harmonizavimo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/UE direktyvą dėl pavojingų medžiagų, kurios ribojama naudoti elektrinis ir elektroninės įrangos, taip pat, kartu su Europos Komisijos įgaliojta direktyva (ES) 2015/863 iš 2015 m. kovo 31 d., kuri keičia Europos Parlamento ir Tarybos 2011/65/UE direktyvos II priedą, nustatantį ribojamų medžiagų sąrašą. Pilnas atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šioje interneto svetainėje:

RU: Производитель настоящим заявляет на свое единоличное ответственность, что продукт Therm Body Revive Golden соответствует Директиве Европейского парламента и Совета 2014/30/ЕС от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов в области электромагнитной совместимости, а также Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС от 8 июня 2011 года об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, вместе с Директивой Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, изменяющей Приложение II к Директиве Европейского парламента и Совета 2011/65/ЕС в отношении перечня ограниченных веществ. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему веб-адресу:

<https://beautifilly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifilly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Therm Body Revive Golden